

Skład apteczki zakładowej zgodnej z DIN 13157

- 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylne
- 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
- 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
- 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
- 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
- 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylne
- 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylne
- 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylne
- 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylne
- 2 szt. Chusta trójkątna
- 1 szt. Nożyczki 14,5 cm
- 1szt. Koc ratunkowy termoizolacyjny
- 4 szt. Rękawice winylowe
- 6 szt. Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji
- 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
- 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Wskazaniem jest:

- na stanowiskach, o zwiększonym ryzyku poparzeń apteczka powinna posiadać dodatkowo pakiety przeciwko oparzeniom z **opatrunkami hydrożelowymi**. Na miejsca oparzone stosować opatrunki hydrożelowe, np. Agua-gel lub inny opatrunek hydrożelowy.
- w **przypadku narażenia na zalenie oczu substancjami chemicznymi lub zanieczyszczenia ciałami stałymi** instalować przy apteczkach zestawy do płukania oczu , składające się z dwóch pojemników z dozownikami do aplikacji płynu oraz lusterka (zestaw dowolnej firmy. np. Plum Eye Wash 500ml lub podobny).
- w przypadku gdy Zakład posiada na wyposażeniu apteczkę **starego typu, o mniejszej pojemności**, i nie ma możliwości umieszczenia w niej zestawu typu 13157 należy poprzez zamówienie w egerii (Dział Zaopatrzenia) sprowadzić i zainstalować apteczkę **typu STANDARD” PLUS 13157** . Apteczki starego typu uzupełnić do podstawowego składu (zbliżonego ilościowo do 13157) i przenieść do pomieszczeń z mniejszą ilością pracowników. Nowe apteczki należy stosować w salach ćwiczeń i pomieszczeniach, w których przebywa duża liczba osób. Jako środek dezynfekujący należy stosować **wyłącznie nasączone spirytusem, jednorazowe gaziki lub chusteczki**.