

ZP/UR/143/2014

Załącznik nr 1.1 do siwz

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Myjka ultradźwiękowa z funkcją wytrąsania

- zestaw obejmuje standardową myjkę wodną z wytrąsaniem wraz z modułem generatora ultradźwięków, platformą z otworami, 9 szt gniazd/uchwytów sprężynowych na kolby 100 ml oraz pompką do opróżniania wody

#### Parametry techniczne:

Obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej

Mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem LED:

- timer z sygnalizacją dźwiękową i optyczną końca pracy
- sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury
- sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody
- analogowa regulacja częstotliwości wytrąsania

Maksymalne wymiary zewnętrzne 550x380x380mm

Minimalna pojemność wanny 8 L

#### Podstawowe wyposażenie:

- kosz wytrąsarki ze stali nierdzewnej do montażu platformy
- platforma z uchwytami na min. 9szt kolb 100ml do szybkiej wymiany zawartości kosza wytrąsarki
- dwuspadowa pokrywa ze stali nierdzewnej na zawiasach

Zestaw umożliwiający pracę w konfiguracjach:

- jako typowa wytrąsarka (nawet przy pustym zbiorniku łaźni)
- jako typowa myjka ultradźwiękowa
- jako typowa łaźnia wodna (w zakresie RT +5°C do 100,0°C)

lub jako kombinacje w/w trybów pracy (z ograniczeniami stabilizacji temperatury dla jej niskich wartości podczas pracy generatora ultradźwięków ze względu na brak aktywnego chłodzenia)

Możliwość późniejszego doposażenia łaźni o dodatkowe akcesoria typu:

- pompka do spustu wody z łaźni
- pokrywa z oknem wizyjnym
- platforma z uchwytami na min. 4szt kolb 200-300ml
- platforma na kolbę 500ml
- min. 2 statywy na próbówki średnicy w zakresie 18-25mm
- dodatkowa platforma z otworami
- gniazdo/uchwyt sprężynowy na kolby 200ml (max. 4szt)
- j/w na kolby 240ml (max. 4szt)
- j/w na kolby 300ml (max. 4szt)
- j/w na kolby 500ml (max. 1szt)
- statyw na próbówki (21 otworów 18mm)
- statyw na próbówki (10 otworów 25mm)
- pompka do spustu wody z łaźni

Gwarancja min. 24 miesiące